


Lagerbedingungen für Geistlich Biomaterials Produkte

Die Lagertemperatur für alle Geistlich Biomaterials Produkte liegt im Bereich von 15-25°C (59 - 77°F), wie mit dem Symbol  angegeben.

Dieser Temperaturbereich ist die Vorgabe für die Langzeitlagerung der Produkte. Für diesen Bereich sind Stabilitätsdaten verfügbar und Geistlich Pharma AG kann für die Qualität der Produkte garantieren.

Kurzfristige Abweichungen von dem spezifizierten Temperaturbereich 15-25°C (59 - 77°F) wurden in zusätzliche Studien untersucht:

- Stabilitätsstudien nach Lagerung der Produkte bei 40°C (104°F) und erhöhter Luftfeuchtigkeit für mehrere Monate.
- Transportsimulationsstudien unter Bedingungen von -29°C (-20°F) bis 50°C (122°F) für bis zu drei Tage.

Alle Geistlich Biomaterials Produkte haben sich unter den beschriebenen Bedingungen als stabil erwiesen.

Daher sind moderate, kurzzeitige Abweichungen von den angegebenen Lagerbedingungen, z.B. während des Transports oder der Lagerung, für die Qualität der Produkte nicht kritisch.

Dennoch liegt es in der Verantwortung des Anwenders, eine ordnungsmäße Lagerung der Produkte unter den vorgeschriebenen Bedingungen sicherzustellen, um die Qualität der Waren über die gesamte Haltbarkeitsdauer zu gewährleisten.

Geistlich Pharma AG

